

Ръководство на потребителя за кантар за баня Beurer BF 451



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. диагностичен кантар за баня Beurer BF 451
- 3 бр. тип AAA батерии, 1.5 V
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка и се уверете, че всички компоненти на уреда са налице. Преди употреба огледайте внимателно уреда и неговите части за видими повреди. Ако имате съмнения относно състоянието на устройството, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате. Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Този диагностичен кантар за баня е подходящ за точно и лесно измерване на вашето телесно тегло, както и за записване на вашите лични фитнес показатели. Той трябва да се използва единствено по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, за да избегнете злополуки или повреди. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или небрежна употреба. Устройството е предназначено само за домашна употреба, а не за търговски цели.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- Никога не потапяйте кантара във вода и не го мийте под течаща вода.
- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Съхранявайте уреда на сухо място, далеч от деца.
- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди – спрете да го използвате.
- Уредът трябва да се използва само за лична употреба за измерване на вашето телесно тегло.
- Пазете устройството от удари, влага, прах, химикали, рязка смяна на температурата, електромагнитни полета, пряка слънчева светлина и близки източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).
- Устройството не трябва да се използва от хора с поставени медицински импланти (например пейсмейкъри), тъй като това може да повлияе на тяхната функционалност.
- Не използвайте устройството по време на бременност.
- Внимание – опасност от накланяне! Никога не поставяйте кантара върху неравна повърхност (виж фигура [A]). Никога не стъпвайте на външния ръб на кантара само от едната страна (виж фигура [B]).
- Опасност от подхлъзване! Не стъпвайте върху кантара с мокри крака (виж фигура [B]). Не стъпвайте върху кантара, когато повърхността е мокра. Не стъпвайте върху кантара с чорапи.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Не поставяйте никакви предмети върху кантара, когато не се използва.
- Ако имате въпроси относно употребата или самия продукт, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили!
- Преди да потърсите помощ от търговеца на уреда, моля, проверете състоянието на батериите и се уверете, че не са изтощени.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте веднага засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- **Риск от задавяне!** Дръжте батериите далеч от деца. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако бъдат погълнати. Поглъщането на батерии може да доведе до сериозни вътрешни изгаряния и смърт.
- Ако дадена батерия протече, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерия със суха кърпа.
- Съблюдавайте (+) и (-) поляритета на батериите.

- Дръжте батериите чисти и сухи, далеч от вода.
- Винаги избирайте правилния тип батерия.
- Никога не правете късо съединение между батериите и контактите на отделението за батерии.
- Никога не зареждайте, не изтощавайте на сила, не загрявайте, не отваряйте, не деформирайте, не запечатвайте и не променяйте батериите.
- Никога не заварявайте и не запоявайте батерии!
- Никога не смесвайте батерии от различни производители, с различен капацитет (нови и използвани), размер и вид в едно устройство.
- Пазете батериите от пряка слънчева светлина и високи температури.
- Никога не позволявайте на деца да подменят батериите без надзор от възрастен.
- Съхранявайте батериите далеч от метални предмети, на добре проветриво, сухо и хладно място.
- Препоръчваме да извадите батериите, ако устройството няма да се използва дълго време.
- Не използвайте продукта, ако капакът на отделението за батерии вече не се затваря правилно.
- Не използвайте презаредими батерии.
- Излагането на батериите на твърде високи температури или ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности и газове.
- Изхвърляйте изтощените батерии незабавно и по правилен начин. Никога не изхвърляйте батерии в огън или горещи фурни.
- **Риск от експлозия!** Неспазването на горепосочените указания може да доведе до нараняване, прегряване, протичане, изпускане на газове, счупване, експлозия или пожар.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Дисплей
2. Електроди
3. Отделение за батерии
4. Измерена стойност
5. Мерна единица
6. Телесни показатели
7. Неидентифициран потребител по време на измерването
8. Прехвърляне на резултатите от измерването
9. Състояние на Bluetooth® връзката



V. УПОТРЕБА

Бележка: Кантарът може да се използва от лица на възраст от минимум 10 години. За да се възползвате от пълната функционалност на кантара, ви е необходимо приложението „beurer HealthManager Pro“ и онлайн акаунт.

Кантарът поддържа до 8 потребители, така че лесно можете да запишете данните на членовете на семейството си например. Можете да използвате приложението „beurer HealthManager Pro“, за да настроите удобно отделните приложения за потребители и съответните им потребители на кантара чрез вашия смартфон. За тази цел следвайте следните стъпки:

1. Изтеглете безплатното приложение „beurer HealthManager Pro“ от Apple App Store (iOS) или Google Play (Android™) (виж фигура [C]).
2. Следвайте инструкциите в приложението.
3. Ако е установена Bluetooth® връзка и измерванията на потребителя са успешно извършени (например за U – 1), стойностите ще бъдат прехвърлени в приложението „beurer HealthManager Pro“. Това ще бъде показано чрез иконата за прехвърляне на измерените данни [8]. Ако данните не могат да бъдат прехвърлени, ще бъдат съхранени до 30 стойности за всеки потребител. Когато приложението е отворено и кантарът е активен, тези стойности ще бъдат прехвърлени автоматично.

	• Когато е възможно, измервайте се всеки ден по едно и също време (най-оптимално сутрин), след като сте посетили тоалетната и на празен стомах. • Аналитичното измерване може да се извърши само на бос крак. В противен случай ще се извърши само измерване на теглото, което ще бъде запазено за потребителя на кантара. Ако автоматичното разпознаване на потребителя не работи, можете да зададете резултатите от измерването си в приложението „beurer HealthManager Pro“. • Моля, имайте предвид, че поради технически причини са възможни отклонения в измерванията, тъй като този кантар не е калибриран за професионална медицинска употреба. • Кантарът работи на принципа на В.І.А. (биоелектрически импедансен анализ). Когато това измерване на електрическото съпротивление (импеданс) се комбинира с константи и/или индивидуални стойности (възраст, височина, пол, ниво на активност), може да се изчисли процентът на телесни мазнини и други променливи в тялото. Моля, имайте предвид, че стойностите, изчислени от диагностичния кантар, представляват само приблизителни стойности на действителните медицински аналитични стойности за тялото. Единствено лекар специалист може точно да определи телесните мазнини, водата в тялото, процента на мускулната маса и структурата на костите чрез медицински методи (например компютърна томография). • Потърсете професионален съвет от квалифицирани специалисти (например лекар), ако започвате лечение или диета за регулиране на тегло (наднормено или поднормено). Здравните показатели, определени с кантара, могат да бъдат полезни за квалифицирания персонал при поставяне на диагноза. • Могат да се получат неадекватни или нелогични резултати при измерване на телесните мазнини при деца, елитни спортисти или хора с медицински/физически ограничения (например симптоми на оток, остеопороза, хора, приемащи сърдечно-съдови лекарства или медикаменти, които променят съдовата система, хора с големи анатомични аномалии на краката).
---	--

VI. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА

Дисплей	Причина/решение
Разминаване в теглото	Неправилен нулев показател (например при промяна на местоположението или колебания в температурата): Натиснете леко върху кантара, докато се покаже текущото тегло, след което махнете крака си.
	Кантарът е поставен на килим или неравна повърхност: Повърхността трябва да бъде твърда и равна.
	Когато е възможно, измервайте се всеки ден по едно и също време (най-оптимално сутрин), след като сте посетили тоалетната и на празен стомах.
 мига	Кантарът може да се свърже с приложението чрез Bluetooth®: Не го свързвайте през настройките на Bluetooth® на вашия смартфон, а само чрез приложението.
PAir	Bluetooth® трябва да бъде разрешен за свързване със смартфона поне веднъж: Ако е необходимо, проверете известието на смартфона и разрешете връзката чрез Bluetooth®.
U -- /  ?	Кантарът не можа да запише измерването на потребител на кантара: Ако автоматичното разпознаване на потребителя не работи, отворете приложението „beurer HealthManager Pro“.
“- - BF”	Диагностичното измерване не е възможно (например измерване с обувки): Повторете измерването на бос крак. В противен случай ще се показват само стойности на теглото, които ще бъдат прехвърлени.
oLd	Максималният капацитет на тегло от 180 kg е надвишен: Товарът не трябва да надвишава 180 kg.
Lo	Батериите са изтощени. Сменете батериите.
	Измерването се прехвърля.

Проблеми с Bluetooth® връзката

Дисплей	Причина/решение
Няма Bluetooth® връзка  символът  не се визуализира.	Няма връзка при добавяне на устройството За да се установи връзка, кантарът трябва да бъде активиран така, че дисплеят да показва 0.0 kg. За целта леко стъпете върху платформата. Добавете устройството през приложението. При първоначално свързване може да е необходимо потвърждение на смартфона за одобряване на sdвояването. Проверете всякакви известия в статус лентата или съобщенията. Няма връзка за настройка на устройството За да се установи връзка, кантарът трябва да бъде активиран така, че дисплеят да показва 0.0 kg. За целта, леко стъпете върху платформата. Изберете добавения кантар в „Моите устройства“ в приложението. Няма връзка за прехвърляне на измерените данни Връзката се установява автоматично след успешно измерване на потребителя (например „U – 1“), ако приложението е отворено в рамките на обхвата (<10 m). Кантарът трябва да бъде настроен в „Моите устройства“. Проверете разпознаването на потребителя в тези настройки на устройството. Решаване на проблеми чрез смартфона: • Изключете и отново включете Bluetooth® на вашия смартфон. Уверете се, че кантарът не се свързва чрез настройките на Bluetooth® в операционната система. Ако е необходимо, премахнете го от списъка с устройства в настройките на Bluetooth® и след това използвайте приложението „beurer HealthManager Pro“. • При свързване на кантара, проверете статус лентата на смартфона, за да започнете sdвояването/подаването на връзка. • Затворете напълно приложението (включително и на задния фон). Изключете и отново включете смартфона си.
Измерванията не се изпращат  символът  не се визуализира.	Паметта за потребителя (например U – 1), която се показва на дисплея на кантара по време на измерването, трябва да бъде записана на кантара в настройките на приложението. Само тези измервания могат да бъдат прехвърлени. Затова при измерване, проверете потребителя си на кантара и в настройките на приложението.

VII. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

- Периодично почиствайте повърхността на кантара с леко навлажнена кърпа.
- Никога не потапяйте кантара във вода и не го мийте под течаща вода.
- Не използвайте агресивни, каустични, абразивни или корозивни почистващи продукти или твърди четки.
- Не използвайте кантара, докато повърхността не изсъхне напълно.

Ремонти:

- Не ремонтирайте и не модифицирайте устройството сами. В противен случай правилната му работа вече не може да бъде гарантирана.
- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до повреда на уреда и неточни измервания. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



По закон изтощените батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Пазете устройството от намокряне и от влага.



Този продукт отговаря на всички приложими национални и европейски директиви.

IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.